

کیت تشخیص ویروس هپاتیت C آریا مبنا تشخیص
anti-HCV ELISA Plus آریا مبنا تشخیص
کیت الایزا برای آنتی بادی هپاتیت C

IVD	۹۶ چاهک	۱۰۱۶	REF
------------	----------------	-------------	------------



قبل از انجام آزمایش بروشور کیت به طور کامل و با دقت مطالعه شود. از دستورالعمل های انجام آزمایش کیت پیروی کنید و آنها را تغییر ندهید. فقط با مراعات کامل این دستورالعمل ها، می توان از نتایج غلط اجتناب کرده و از کیت anti-HCV ELISA^{plus} آریا مبنا تشخیص عملکرد مطلوب را به دست آورد.

هدف از استفاده

کیت anti-HCV ELISA^{plus} آریا مبنا تشخیص یک آزمایش الایزا (ELISA) به منظور شناسایی کیفی آنتی بادی های ویروس هپاتیت C در سرم یا پلاسمای انسان است. این آزمایش برای تشخیص خون های اهدایی و بیماران مربوط به عفونت با ویروس هپاتیت C در نظر گرفته شده است.

خلاصه	1. Enzyme-linked immunosorbent assay
---------------------	---

ویروس هپاتیت C (HCV) یک ویروس دارای پوشش ، یک RNA تک رشته ای با وزن مولکولی (9.5 kb) و متعلق به خانواده فلاوی ویریده است . شش ژنوتیپ بزرگ و زیر گروه از این نوع HCV شناخته شده است. این ویروس در سال 1989 جدا سازی شد، امروزه HCV به عنوان اصلی ترین عامل انتقال non-A ، non-B هپاتیت ها شناخته می شود. بیماری به نوع حاد و مزمن طبقه بندی می شود، اگرچه بیشــــتر از ۵۰٪ مبتلایان به وخامت می رسند . پس از معرفی anti-HCV ، در سال 1990 که برنامه غربالگری در مورد خون های اهدایی اجرا گردید، شیوع این بیماری در کسانی که دریافت کننده خون هستند بطور قابل ملاحظه ای کاهش یافت.

نسل اول anti-HCV ELISA حساسیت و اختصاصیت کمتری را نشان می داد و به وسیله پروتین های نوتر کیت مکمل به ناحیه NS4(c100-3) از ژنوم HCV به عنوان آنتی ژن ساخته می شد.

در نسل دوم کیت ها ، که آنتی ژن های نوتر کیت ساختاری (c22) Core و غیر ساختاری (NS3(c33c, c100-3) و NS4(c100-3, c200) را شامل می شد استفاده گردید، که باعث پیشرفت قابل ملاحظه ای در حساسیت و اختصاصیت کیت شد. مطالعات بالینی نشان می دهد که تعداد قابل ملاحظه ای از افراد مبتلا به HCV دارای آنتی بادی علیه NS5 غیر ساختاری هستند.

در نسل سوم کیت ها از آنتی ژن NS5 علاوه بر NS4(c200) ، NS3(c200) و Core(c22) استفاده شد. نسل سوم کیت ها حســــاسیت را افزایش و زمان بین آلودگی با HVC و ظهور آنتی بادی (دوره پنجره)را به ۶۰ روز کاهش داد.

کیت anti-HCV ELISA^{plus} آریا مبنا تشخیص بر اساس اصول “ساندویچ” دبل آنتی ژن الایزا استوار می باشد. در این روش تازه شناسایی HCV، امکان این که علاوه بر آنتی بادی های IgG ، آنتی بادی های زود تشکیل شونده IgM و IgA نیز شناسایی شوند را فراهم می نماید. در نهایت این روش با به حداقل رساندن واکنش های غیر اختصاصی که در روش های دیگر مشاهده شده بود، باعث افزایش اختصاصیت کیت شده است.

اساس آزمایش

این کیت از دو مرحله آنکوباسیون استفاده می کندکه چاهک های پلی استرینی پلیت توسط آنتی ژن های نوترکیت استخراج یافته از باکتری ای کلای پوشیده شده است(recombinant core and NS3/4/5). در مدت آنکوباسیون مرحله اول اگر آنتی بادی اختصاصی علیه HCV ظاهر شود ، تشکیل کمپلکس ساندویچ دبل آنتی ژن راموجب شده که در کف پلیت به دام می افتد . سپس برای حذف پروتین های آزاد سرم چاهک ها شستشو می شوند، در مدت آنکوباسیون دوم با افزودن کونژوگ HRP^۲ به محیط کمپلکس « آنتی ژن –آنتی بادی –آنتی ژن» تشکیل می شود و با شستشوی دوم پروتین های اضافی از محیط خارج می شوند. محلول های رنگزای^۳

بی رنگ توسط HRP کنژوگ متصل شده هیدرولیز می شوند و محصولی آبی رنگ تولید می کنند. پس از توقف واکنش با اسید سولفوریک، رنگ آبی به زرد تبدیل می شود. مقدار شدت رنگ که به ترتیب متناسب با مقدار آنتی ژن به دام افتاده در چاهک ها، و مقدار آن در نمونه است را می توان سنجید. چاهک های حاوی نمونه های منفی برای anti-HCV بی رنگ باقی می مانند.

2. Horseradish peroxidase
3. Chromogen Solutions

محتویات کیت

IVD فقطبرای استفاده تشخیصی در خارج از بدن انسان

معرف های موجود در این کیت حداکثر برای انجام آزمایش ۹۱ نمونه در یک سری آزمایش کافی است.

Microwell Plate
(۱×۹۶ چاهک)
۱۲×۸ یا ۸×۱۲ چاهک در هر پلیت
پلیت: نوارهایی از چاهک های خالی ثابت شده در پلیت سفید. پلیت در پوشش آلومینیومی همراه با رطوبت گیر بسته بندی شده است. هر چاهک حاوی آنتی ژن های نوتر کیت HCV است. نوارهای چاهک را می توان شکست تا به طور مجزا از هم مورد استفاده قرار گیرند. چاهک ها یا نوارهای استفاده نشده را همراه با رطوبت گیر در کیسه پلاستیکی زیپ دار که برای نگهداری آن ها تدارک دیده شده قرار دهید و به ۸-۲ درجه سلسیوس برگردانید. پس از باز شدن، پایدار به مدت ۴ هفته در ۸-۲ درجه سلسیوس.

کنترل منفی: مایعی آبی رنگ در یک ویال با درپنج سبز.

بافر پایدار شده با پروتئین، آزمایش شده برای HCV آنتی بادی بدون واکنش. آماده مصرف. پس از باز شدن، پایدار به مدت ۴ هفته در ۸-۲ درجه سلسیوس.

Positive Control
(۱×۱ml در هر ویال)
نمکدارندۀ <i>Proclin™300</i> ۰/۱٪
HRP-Conjugate
(۱×۱ml در هر ویال)
نمکدارندۀ <i>Proclin™300</i> ۰/۱٪
HRP-Konjugat
آلودین HRP- نشاندار شده با پراکسیداز.
آماده مصرف. پس از باز شدن، پایدار به مدت ۴ هفته در ۸-۲ درجه سلسیوس.

BIOTIN-Conjugate
(۱×۱ml در هر ویال)
نمکدارندۀ <i>Proclin™300</i> ۰/۱٪
Wash Buffer
(۲×۱۲۵ml در هر بطری)
قبل از استفاده رقیق کنید! پاک کنندۀ Tween-20

قبل از استفاده باید با آب مقطر/ دیونیزه به نسبت **۱ به ۲۰** رقیق شود. پس از رقیق سازی، پایدار به مدت یک هفته در دمای اتاق، یا به مدت دو هفته در صورت نگهداری در ۸-۲ درجه سلسیوس.

محلول رنگزا A : مایعی بی رنگ در یک ویال سفید با درپنج سبز. محلول پراکسید اوره.
آماده مصرف. پس از باز شدن، پایدار به مدت ۴ هفته در ۸-۲ درجه سلسیوس.
محلول رنگزا B : مایعی بی رنگ در یک ویال سیاه با درپنج سیاه. محلول TMB.(TMBمحلول در اسید سیتریک).
آماده مصرف. پس از باز شدن، پایدار به مدت ۴ هفته در ۸-۲ درجه سلسیوس.
محلول متوقف کننده واکنش:
مایعی بی رنگ دریک ویال سفید رنگ با درپنج زرد.

محلول اسید سولفوریک رقیق شده ۰/۵ مولار (0.5M H₂SO₄) .
آماده مصرف. پس از بازشدن، پایدار به مدت ۴ هفته در ۸-۲ درجه سلسیوس.

کیسه پلاستیکی زیپ دار: جهت نگهداری نوارهای استفاده نشده	یک عدد
بروشور کیت	یک عدد
برچسب مخصوص پلیت	۳ برگ
جهت پوشاندن پلیت ها در مدت آنکوباسیون و جلوگیری از تبخیر یا آلودگی چاهک ها.	

4.Tetramethyl banzidine

مواد و وسایل لازم که در کیت موجود نمی باشند

آب مقطر یا دیونیزه تازه، دستکش یک بار مصرف و تایمر، ظروف زباله مناسب برای مواد بالقوه آلوده شده، سیستم توزیع کننده و/یا پیپت، سر سمپلر یک بار مصرف، دستمال جاذب یا پارچه تمیز، آنکوباتور خشک یا بن ماری ۵/± ۳۷ درجه سلسیوس ، خوانشگر پلیت با یک طول موج ۴۵۰ نانومتر یا با دو طول موج ۶۳۰/ ۴۵۰ نانومتر، سیستم اسپیراسیون/ شستشوی چاهک.

جمع آوری، حمل و نقل و نگهداری نمونه

۱- **جمع آوری نمونه:** آمادگی خاصی برای بیمار لازم نیست. نمونه را بر اساس روال عادی آزمایشگاه جمع آوری کنید. از نمونه های تازه سرم یا پلاسما می توان برای این آزمایش استفاده کرد. باید اجازه داد که خون گرفته شده از ورید به طور طبیعی و کامل لخته شود – سرم /پلاسما از لخته باید حتی الامکان هر چه زودتر جدا شود تا از همولیز شدن گلبول های قرمز اجتناب گردد. برای اطمینان از این که نمونه های سرم شفاف و بدون آلودگی میکروبی هستند باید توجه لازم را به کار برد. هر گونه ذرات قابل رؤیت در نمونه را باید با سانتریفوژ کردن یا دور ۳۰۰۰ در دقیقه (RPM) به مدت ۲۰ دقیقه در دمای اتاق یا با فیلتراسیون برطرف کرد.

۲- نمونه های پلاسما جمع آوری شده در EDTA ، سیرتات سدیم یا هپارین را می توان مورد آزمایش قرار داد، اما **از نمونه های به شدت لیپمیک، ایکتریک، یا همولیتیک نباید استفاده شود** زیرا این نمونه ها می توانند در آزمایش نتایج کاذب بدهند. **نمونه ها را توسط حرارت غیرفعال^۵ نکنید.** این کار می تواند باعث افت آنتی ژن مورد نظر گردد. از نمونه های با آلودگی میکروبی قابل رؤیت هرگز نباید استفاده شود.

۳- کیت anti-HCV ELISA^{plus} آریا مبنا تشخیص فقط برای آزمایش کردن نمونه های انفرادی سرم یا پلاسما در نظر گرفته شده است. از این کیت برای آزمایش کردن نمونه های جسد، بزاق، ادرار یا سایر مایعات بدن، یا خون مخلوط^۶ استفاده نکنید.

۴- **حمل و نقل و نگهداری:** نمونه ها را در ۸-۲ درجه سلسیوس نگهداری کنید. اگر لازم نیست که آزمایش نمونه ها در عرض یک هفته انجام شود، باید آنها را به صورت فریز شده (۲۰- درجه سلسیوس یا کمتر) نگهداری کرد. از ذوب-فریز کردن مکرر نمونه ها باید پرهیز شود. جهت ارسال، نمونه ها باید مطابق با مقررات محلی و بین المللی موجود برای حمل ونقل نمونه های بالینی و عوامل اتولوژیک بسته بندی و برچسب گذاری شوند.

5. Inactivate
6. Mixed / Pooled

نگهداری و پایداری

در صورت نگهداری در ۸-۲ درجه سلسیوس محتویات کیت تا تاریخ انقضای نوشته شده بر روی برچسب و جعبه پایدار خواهند بود، از فریز کردن خودداری کنید. برای این که از حداکثر عملکرد کیت anti-HCV ELISA^{plus} آریا مبنا تشخیص مطمئن شوید، در مدت نگهداری، معرف ها را از آلودگی میکروبی یا شیمیایی محافظت کنید.

احتیاط و ایمنی

فقط توسط افراد حرفه ای صلاحیت دار استفاده شود.

آزمایش های الایزا به زمان و دما حساس هستند. برای پرهیز از ایجاد نتایج غلط، **دقیقا از مراحل روش آزمایش بدون اعمال تغییر پیروی کنید.**

۱- معرف های مربوط به شماره ساخت های مختلف را با یکدیگر عوض نکنید و از معرف های کیت های تجاری دیگر استفاده ننمایید. محتویات این کیت دقیقاً برای اجرای آزمایش به نحو مطلوب، فراهم شده اند.
۲- مطمئن شوید که تمام معرف ها بر اساس آنچه بر روی جعبه کیت و برای یک شماره ساخت بیان شده معتبر هستند. هرگز از معرف ها بعد از تاریخ انقضای که بر روی برچسب ها یا جعبه ها بیان شده استفاده نکنید.

۳- توجه - مرحله مهم: اجازه دهید معرف ها و نمونه ها قبل از استفاده به دمای اتاق (۳۰- ۱۸ درجه سلسیوس) برسند. معرف ها را قبل از استفاده به آرامی تکان دهید. پس از استفاده فوراً به ۸-۲ درجه سلسیوس بازگردانید.

۴- آنگونه که در مراحل روش آزمایش بیان شده است، فقط از حجم کافی نمونه استفاده کنید. زیرا در غیر این صورت از حساسیت آزمایش کاسته خواهد شد.

۵- کف خارجی چاهک ها را با دست لمس نکنید؛ اثر انگشت یا خراش می تواند در خواندن نتایج اختلال ایجاد نماید. در هنگام خواندن نتایج آزمایش از خشک بودن کف پلیت و فقدان حباب های هوا در داخل چاهک ها اطمینان حاصل نمایید.

۶- هرگز نگذارید چاهک ها بعد از مرحله شستشو خشک شوند. فوراً مرحله بعدی را آغاز کنید. موقع افزودن معرف ها از تشکیل حباب های هوا اجتناب کنید.

۷- از وقفه های طولانی مدت در مراحل آزمایش اجتناب کنید. از یکسان بودن شرایط کاری برای همه چاهک ها اطمینان حاصل کنید.

۸- پیپت ها را در زمان های مشخص کالیبر کنید تا از درستی حجم نمونه ها/ معرف هایی که توزیع می کنید مطمئن شوید. از سر سمپلر های جداگانه یک بار مصرف برای هر نمونه و معرف ها استفاده کنید تا از آلودگی های متقاطع جلوگیری شود.

۹- مطمئن شوید که دمای انکوباسیون در داخل انکوباتور ۳۷ درجه سلسیوس است.

۱۰- هنگام افزودن نمونه ها، سرسمپلر با ته چاهک تماس پیدا نکند.

۱۱- هنگام سنجش با خوانشگر پلیت، جذب را در ۴۵۰ نانومتر یا در ۶۳۰/۴۵۰ نانو متر به دست آورید.

۱۲- فعالیت آنزیمی HRP-کونژوگه ممکن است تحت تاثیر گرد و غبار و مواد شیمیایی فعال و موادی مثل هیپوکلریت سدیم، اسیدها، قلیاها و غیره قرار گیرد. آزمایش را در حضور این مواد انجام ندهید.

۱۳- اگر از دستگاه تمام اتوماتیک استفاده می کنید، طی انکوباسیون پلیت ها را بر چسب مخصوص پلیت نپوشانید. همچنین می توان بعد از شستشو از خارج کردن ذرات باقیمانده داخل پلیت به وسیله ضربه آرام صرف نظر کرد.

۱۴- همه نمونه های با منشأ انسانی باید باقوه عفونی در نظر گرفته شوند. پیروی دقیق از مقررات GLP^۱ می تواند موجب اطمینان از ایمنی فردی شود.

۱۵- **هشدار:** ممکن است در تهیه کنترل منفی کیت از موادی با منشأ انسانی استفاده شده باشد. این مواد با کیت های آزمایشگاهی دارای عملکرد قابل قبول آزمایش شده و برای آنتی بادی های 1/2 HCV, TP, HBsAg منفی بوده اند. اما، هیچ روش آنالیتیکی وجود ندارد که بتواند از فقدان کامل عوامل عفونی در نمونه ها یا معرف ها اطمینان دهد. بنابراین، با معرفها و نمونه ها همچون انتقال دهنده بیماری های عفونی و با احتیاط بسیار رفتار کنید. سرم های گرفته شده از گاو برای پایدار کردن کنترل های مثبت و منفی استفاده شده اند. آلبومین سرم گاوی (BSA)^۲ سرم های جتین گوساله (FCS)^۱ از حیواناتی از مناطق جغرافیایی BSE/TSE free^۱ گرفته شده اند.

۱۶- هرگز در آزمایشگاه چیزی نخورید، نیاشامید، سیگار نکشید و لوازم آرایش به کار نبرید. هرگز محلول ها را با دهان پیپت نکنید.

۱۷- باید با مواد شیمیایی فقط مطابق با مقررات جاری GLP و مقررات محلی یا ملی رفتار کرده و آنها را دفع کرد.

۱۸- قبل از هر اقدام بیشتر جهت دفع، باید برای آلودگی زدایی سر سمپلرها، ویالها، نوارها و ظروف نمونه را جمع آوری کرده و حداقل به مدت دو ساعت در ۱۲۱ درجه سلسیوس اتوکلاو کرد یا به مدت ۳۰ دقیقه در هیپوکلریت سدیم ۱۰٪ قرار داد. محلول های حاوی هیپو کلریت سدیم هرگز نباید اتوکلاو شوند. در صورت درخواست، برگه اطلاعات ایمنی مواد (MSDS)^۱ در دسترس خواهد بود.

۱۹- برخی از معرف ها به صورت مواد خام ممکن است سمی، التهاب زا یا سوزاننده بوده یا اثر سرطانزایی داشته باشند. از تماس پوست و مخاط با این معرف ها و نیز دیگر معرف ها باید اجتناب شود: محلول متوقف کننده واکنش، محلول های رنگزا و بافر شستشو.

۲۰- محلول متوقف کننده واکنش 0.5M H₂SO₄ یک اسید است. با احتیاط از آن استفاده کنید. اگر ریخت فوراً ان را پاک کنید و در صورت تماس با پوست یا چشم ها با آب شستشو دهید.

۲۱- Proclin 300 (۱/۱٪) که به عنوان نگهدارنده استفاده شده است، می تواند باعث حساسیت پوستی

شود. اگر ریخت فوراً ان را پاک کنید یا در صورت تماس با پوست یا چشم ها با آب شستشو دهید.

7. Good Laboratory Practice
8. Bovine Serum Albumin
9. Fetal Calf Sera
10. Bovine Spongiform Encephalopathy/Transmissible Spongiform Encephalopathy free-geographical areas
11. Materials Safety Data Sheet

نشانه های ناپایداری (افت) معرف ها: خارج شدن مقادیر کنترل های مثبت یا منفی از دامنه کنترل

کیفیت بیان شده، نشانه احتمال افت معرف ها و/ یا خطای فرد آزمایش کننده یا تجهیزات است. در چنین موردی، باید نتایج را نامعتبر در نظر گرفت و باید نمونه ها را دوباره آزمایش کرد. در صورتی که همچنان نتایج اشتباه بدست آید و علت آن افت یا ناپایداری معرف ها باشد، معرف ها را با معرف جدید فوراً جایگزین کنید یا برای مساعادت بیشتر با پشتیبان فنی آریا مبنا تشخیص تماس بگیرید.

	ProClin™ 300 8 phrases: 826-28-36/37/39-45- 60-61 6 phrases: 43			در آزمایشگاه از خوردن و آشامیدن خودداری کنید
	خطر زیستی			لباس محافظت کننده بیوشید محافظ چشم بیوشید

روش آزمایش

آماده سازی معرف ها: اجازه دهید معرف ها به دمای اتاق (۳۰- ۱۸درجه سلسیوس) برسند. بافر شستشوی غلیظ را از نظر وجود کریستال نمک بررسی کنید. در صورت وجود کریستال با گرم کردن در ۳۷ درجه سلسیوس آنها را حل کنید. بافر شستشو (۲×X) را چنانکه در قسمت روش شستشو نوشته شده رقیق کنید. برای رقیق کردن بافر از آب مقطر یا دیونیزه و فقط از ظروف تمیز استفاده کنید. سایر معرف ها **آماده مصرف** هستند.

مرحله ۱ آماده سازی: سه چاهک برای کنترل منفی (**مثلا B1, C1, D1**)، دو چاهک برای کنترل مثبت (**مثلا E1 و F1**) و یکی برای بلانک (**مثلا A1**) که نمونه ها و HRP-کنژوگه نباید به چاهک بلانک اضافه شوند) در نظر بگیرید. اگر نتایج با استفاده از خوانشگر پلیت با دو طول موج بدست می آید، استفاده از چاهک بلانک لازم نیست. از نوارها فقط به تعداد مورد نیاز برای آزمایش استفاده کنید.

مرحله ۲ افزودن بیوتین – کنژوگه: ۵۰ میکرولیتر از بیوتین-کنژوگه را به همه چاهک ها به جز بلانک اضافه کنید.

مرحله ۳ افزودن نمونه: ۵۰ میکرولیتر از کنترل مثبت، کنترل منفی و نمونه را به داخل چاهک های مربوطه به بلانک اضافه نمایید. **توجه: برای هر نمونه، کنترل منفی و کنترل مثبت از سرسمپلر جداگانه یک بار مصرف استفاده کنید تا از آلودگی متقاطع جلوگیری شود.** به آرامی با ضربه زدن آهسته به پلیت مخلوط کنید.

مرحله ۴ انکوبه کردن: پلیت را با بر چسب مخصوص پلیت پوشانده و به مدت ۶۰دقیقه در ۳۷ درجه سلسیوس انکوبه کنید.

مرحله ۵ شستشو: در پایان انکوباسیون، بر چسب پلیت را برداشته و دور بیاندازید. هر چاهک را ۵ بار با بافر شستشوی رقیق شده بشویید. هر بار بگذارید محلول شستشو ۶۰- ۳۰ ثانیه در چاهک ها باقی بماند. پس از آخرین دور شستشو، پلیت را بر روی کاغذ خشک کن یا پارچه تمیز برگردانید و با ضربه آرام ذرات باقیمانده را خارج کنید.

مرحله ۶ افزودن HRP-کونژوگه: 100 میکرولیتر از HRP-کونژوگه را به همه چاهک ها به غیر از بلانک اضافه نمایید،به آرامی با ضربه زدن آهسته به پلیت مخلوط کنید.

مرحله ۷ انکوبه کردن: پلیت را با بر چسب مخصوص پلیت پوشانده و به مدت ۳۰ دقیقه در ۳۷ درجه سلسیوس انکوبه کنید.

مرحله ۸ شستشو: در پایان انکوباسیون، بر چسب پلیت را برداشته و دور بیاندازید. هر چاهک را ۵ بار با بافر شستشوی رقیق شده بشویید. هر بار بگذارید محلول شستشو ۶۰- ۳۰ ثانیه در چاهک ها باقی بماند. پس از آخرین دور شستشو، پلیت را بر روی کاغذ خشک کن یا پارچه تمیز برگردانید و با ضربه آرام ذرات باقیمانده را خارج کنید.

مرحله ۹ ایجاد رنگ: ۵۰ میکرولیتر از محلول رنگزای A و ۵۰میکرولیتر از محلول رنگزای B را به همه چاهک ها و حتی بلانک اضافه نمایید. پلیت را به مدت ۲۰دقیقه در ۳۷ درجه سلسیوس به دور از نور انکوبه کنید. در چاهک های کنترلر مثبت و نمونه های مثبت anti-HCV واکنش آنزیمی بین محلول های رنگزا و HRP-کونژوگه رنگ آبی ایجاد می کند.

نکته : توصیه می گردد در هنگام استفاده از محلولهای رنگزا قبل ار انتقال محلول به داخل چاهکها، جهت جلوگیری از آلودگی احتمالی ویال اصلی از ظرف یا لوله واسط استفاده گردد.

مرحله ۱۰ متوقف کردن واکنش: با استفاده از پیپت چندکاناله یا به روش دستی، ۵۰میکرولیتر از محلول متوقف کننده واکنش را به همه چاهک ها اضافه نمایید و به آرامی مخلوط کنید. در چاهک های کنترل مثبت و نمونه های مثبتanti-HVC رنگ زرد پر رنگ ظاهر می شود.

مرحله ۱۱ سنجش جذب: خوانشگر پلیت را با چاهک بلانک کالیبر کنید و جذب را در ۴۵۰نانومتر بخوانید. اگر از دستگاه دو فیلتری استفاده می شود، طول موج رفرانس را در ۶۳۰نانومتر تنظیم کنید. مقدار Cut-off را محاسبه و نتایج را ارزیابی کنید. **(توجه:** جذب را در عرض ۱۰دقیقه پس از توقف واکنش بخوانید)

روش شستشو

۱- برای دستیابی به اطلاعات آنالیتیک درست و دقیق روش شستشوی مناسب ضروری است.

۲- بنابراین، توصیه می شود از یک دستگاه شستشو کننده پلیت الیزا یا کیفیت خوب استفاده کنید که از نظر عملکرد شستشو به بهترین صورت نگهداری شده باشد. به طور کلی، برای اجتناب از واکنش های مثبت کاذب و رنگ زیاد زمینه کمتر از ۵دور شستشوی اتوماتیک با ۴۰۰- ۳۵۰ میکرولیتر در چاهک کافی نیست.

۳- بعد از انکوباسیون، برای جلوگیری از آلودگی های متقاطع پلیت با نمونه ها یا HRP-کنژوگه، محتویات چاهک ها را دور نریزید بلکه اجازه دهید شستشو کننده پلیت به طور اتوماتیک آنها را آسپیره کند.

۴- مطمئن شوید که کانال های توزیع کننده مایع در شستشو کننده پلیت، گرفتگی یا آلودگی ندارند و حجم کافی از بافر شستشو هر بار در چاهک ها ریخته می شود.

۵- در روش شستشوی دستی پیشنهاد می کنیم که ۵دور شستشو، با ۵ بار توزیع ۴۰۰- ۳۵۰میکرولیتر در چاهک و آسپیره کردن مایع انجام شود. اگر نتایج خوبی به دست نیامد (بالا بودن رنگ زمینه)، تعداد دورهای شستشو یا مدت باقی ماندن محلول شستشو در چاهک را افزایش دهید.

۶- در هر صورت، قبل از آن که مایع آسپیره شده از نوارها به روشی مناسب دفع شود، باید در یک محلول هیپوکلریت سدیم در غلظت نهایی ۵/۲٪ به مدت ۲۴ ساعت قرار گیرد.

۷- بافر شستشوی غلیظ را قبل از استفاده باید به نسبت ۱:۲۰ رقیق کرد. اگر از همه پلیت استفاده نمی کنید، حجم متناسبی از محلول را تهیه کنید.

ارزیابی کیفیت و محاسبه نتایج

بدون در نظر گرفتن تعداد پلیت هایی که همزمان در آزمایش مورد استفاده قرار گرفته اند، هنگام محاسبه و تفسیر نتایج آزمایش باید هر پلیت را به طور جداگانه در نظر گرفت. نتایج با محاسبه نسبت مقدار جذب (A)^۱ هر نمونه به مقدار Cut-off (C.O.)، پلیت به دست می آید. اگر خواندن Cut-off بر اساس خوانشگر پلیت یک فیلتری باشد، در محاسبه نتایج، مقدار جذب چاهک بلانک را باید از مقادیر گزارش چایی کنترل ها کم کرد. اگر خواندن بر اساس خوانشگر پلیت دو فیلتری باشد، مقدار جذب چاهک بلانک را از مقادیر گزارش چایی نمونه ها و کنترل ها کم نکنید.

Cut-off = (C.O.) محاسبه مقدار
Cut-off = (Nc + ۰/۱۲)
(مقدار میانگین جذب سه کنترل منفی = Nc)

12. Absorbance

مراجع

- 1- Alter HJ. (1978) You will wonder where the yellow went: A 15-year retrospective of posttransfusion hepatitis. In: Moore SB, ed. Transfusion-Transmitted.
- 2- Alter HJ., Purcell RH, Holland PV, et al. (1978) Transmissible agent in non-A, non-B hepatitis. Lancet I: 459-463.
- 3- Choo Q-L, Weiner AJ, Overby LR, Kuo G, Houghton M. (1990) Hepatitis C Virus: the major causative agent of viral non-A, non-B hepatitis. Br Med Bull 46: 423-441.
- 4- Engvall E, Perlmann P. (1971) Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA): qualitative assay of IgG. Immunochemistry 8:871-874.

خلاصه محتویات اصلی کیت:

از این خلاصه فقط به عنوان اشاره ای به محتویات کیت استفاده کنید و هنگام انجام آزمایش همیشه از صفحه مربوط به روش پیروی نمایید. توجه: محتویات هر کیت با محتویات شماره ساخت های دیگر قابل تعویض نیست.

۱- پلیت	Microwell Plate	یک عدد
۲- کنترل منفی	Negative Control	۱ × ۱ میلی لیتر
۳- کنترل مثبت	Positive Control	۱ × ۱ میلی لیتر
۴- HRP-کنزوگه	HRP-Conjugate	۱۲ × ۱ میلی لیتر
۵- بیوتن - کونزوگه	BIOTIN-Conjugate	۶ × ۱ میلی لیتر
۶- بافر شستشو	Wash Buffer	۲۵ × ۲ میلی لیتر
۷- محلول رنگزای A	Chromogen Solution A	۶ × ۱ میلی لیتر
۸- محلول رنگزای B	Chromogen Solution B	۶ × ۱ میلی لیتر
۹- محلول متوقف کننده واکنش	Stop Solution	۶ × ۱ میلی لیتر

خلاصه روش آزمایش:

از این خلاصه فقط به عنوان اشاره ای به روش آزمایش استفاده کنید و هنگام انجام آزمایش همیشه از صفحه مشروح همراه با جزئیات روش پیروی نمایید.

افزودن بیوتن	۵۰ میکرولیتر
افزودن نمونه ها	۵۰ میکرولیتر
انکوبه کردن	۶۰ دقیقه
شستشو	۵ بار
افزودن HRP - کنزوگه	۱۰۰ میکرولیتر
انکوبه کردن	۳۰ دقیقه
شستشو	۵ بار
ایجاد رنگ	۵۰ میکرولیتر A + ۵۰ میکرولیتر B
انکوبه کردن	۳۰ دقیقه
توقف واکنش	۵۰ میکرولیتر محلول متوقف کننده واکنش
خواندن جذب	۴۵۰ نانومتر یا ۴۵۰/۶۳۰ نانومتر

مثالی از طرح توزیع کردن کنترل ها/ نمونه ها:

	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
A	بلانک	نمونه ۳										
B	منفی	...										
C	منفی	...										
D	منفی											
E	مثبت											
F	مثبت											
G	نمونه ۱											
H	نمونه ۲											

نمادها:

	شرایط نگهداری ۲-۸ درجه سلسیوس	هشدار
	شماره ساخت	تاریخ انقضاء
	دستور العمل استفاده	تاریخ تولید
	تولیدکننده	محتویات کیت (تعداد) آزمایش
	خطر زیستی	از خوردن و آشامیدن خودداری شود
	شماره کاتالوگ	لباس محافظت کننده و محافظ چشم بپوشید
	ProClin™ 300 S phrases: S26-28-36/37/39-45- 60-61 R phrases: 43	وسیله تشخیص پزشکی خارج از بدن انسان
	کنترل مثبت	کنترل منفی

تهران ، کیلومتر ۱۱ جاده قدیم کرج ، سه راه شهریار ، بعد از سعید آباد ، زیرگذر پل یادامک
حسن آباد خالصه ، پایگاه عصر انقلاب ، خیابان دانش ، خیابان فناوری، نیش خیابان نانو فناوری
شرکت آریا مینا تشخیص ، کد پستی : ۳۳۱۳۱۹۳۶۸۵ ، تلفن : (۰۱۰ خط) ۶۶۵۱۲۸۰۰

وب سایت : www.aryamabna.com
ایمیل : info@aryamabna.com

تاریخ انتشار : اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
شماره بازبینی : ۰۳-۹۵

ARYA MABNA TASHKHIS

EIA DIAGNOSTIC KIT
THE EIA DIAGNOSTIC KIT FOR 96 TESTS