

کیت تشخیص ویروس نقص ایمنی انسان آریا مبنا تشخیص
anti-HIV 1+2 ELISA آریا مبنا تشخیص
کیت الایزا برای آنتی بادی HIV) 1+2 HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS

IVD	۹۶ چاهک 		REF	۱۰۰۵
------------	------------------------------	---------------	------------	-------------

قبل از انجام آزمایش بروشور کیت به طور کامل و با دقت مطالعه شود. از دستورالعمل‌های انجام آزمایش کیت پیروی کنید و آنها را تغییر ندهید. فقط با مراعات کامل این دستورالعمل‌ها، می‌توان از نتایج غلط اجتناب کرده و از کیت anti-HIV 1+2 ELISA آریا مبنا تشخیص عملکرد مطلوب را به دست آورد.

هدف از استفاده

کیت anti-HIV 1+2 ELISA آریا مبنا تشــــخیص یک آزمایش الایزا (ELISA) ^۱ به منظور شناسایی کیفی آنتی بادی‌های ضد ویروس‌های نقص ایمنی انسان (HIV) تایپ ۱ (group M – O) با تایپ ۲ در نمونه سرم یا پلاسمای انسان است. این آزمایش را می‌توان به عنوان یک وسیله کمکی در تشخیص وضعیت بالینی مربوط به عفونت با HIV-1 و/ یا HIV-2 - عوامل اتیولوژیک سندرم نقص ایمنی اکتسابی (ایدز) – مورد استفاده قرار داد.

- Enzyme-linked immunosorbent assay

خلاصه

شواهد سرولوژیک عفونت با HIV ممکن است با آزمایش حضور آنتی ژن‌ها یا آنتی بادی‌های HIV در سرم افراد مشکوک به عفونت HIV بدست آید. عمدتاً آنتی ژن فقط در دو فاز حاد و فاز با علائم ایدز قابل شناسایی می‌باشد. آنتی بادی‌های HIV-1 و/ یا HIV-2 کما بیش در تمام دوره عفونت، از فاز حاد یا کمی پس از آن تا مرحله پایانی ایدز قابل شناسایی می‌باشند، بنابراین استفاده از آزمایش‌های بسیار حساس برای آنتی بادی نخستین رویکرد در تشــــخیص سرمی عفونت HIV می‌باشد. به غیر از انتقال از راه جنسی، راه اصلی عفونت با HIV انتقال خون است. HIV می‌تواند در هر دو بخش سلولی و بدون سلول خون انسان حضور پیدا کند.

اساس آزمایش

anti-HIV 1+2 ELISA آریا مبنا تشخیص یک کیت "sandwich" enzyme immunoassay antigen با دو مرحله انکوباسیون است که در آن از نوارهای پلی استیرینی دارای چاهک‌هایی استفاده می‌شود که قبلاً با آنتی ژن‌های HIV نوتر کیت بیان شــــده در E.coli (recombinant HIV-1 gp41, gp120 و recombinant HIV-2 gp-36) پوشش داده شده‌اند. نمونه سرم یا پلاسمای بیمار افزوده می‌شود و طی مرحله انکوباسیون اول، اگر آنتی بادی‌های اختصاصی HIV1/2 وجود داشته باشند در داخل چاهک‌ها به دام می‌افتند. سپس برای حذف پروتئین‌های آزاد سرم چاهک‌ها شستشو می‌شوند. دسته دوم از آنتی ژن‌های نوتر کیت که همان ایی توپ‌های آنتی ژن‌های داخل چاهک را بیان کرده و کنژوگه شده با آنزیم HRP (HRP – کنژوگه) هستند افزوده می‌شود، و طی انکوباسیون دوم، آنها به آنتی بادی به دام افتاده متصل خواهند شد. برای حذف کنژوگه آزاد، چاهک‌ها شستشو می‌گردند، و محلول‌های رنگزا ^۲ به چاهک‌ها افزوده می‌شوند. در چاهک‌های حاوی ایمونو کمپلکس "ساندویچ" آنتی ژن– آنتی بادی– آنتی ژن (HRP)، محلول‌های رنگزای بی رنگ توسط HRPکنژوگه متصل شده هیدرولیز می‌شوند و محصــــولی آبی رنگ تولید می‌کنند. پس از توقف واکنش با اسید سولفوریک، رنگ آبی به زرد تبدیل می‌شود. مقدار شدت رنگ که به ترتیب متناسب با مقدار آنتی بادی‌های به دام افتاده در چاهک‌ها، و موجود در نمونه است را می‌توان سنجید. چاهک‌های حاوی نمونه‌های منفی برای

ARYA MABNA TASHKHIS E I A D I A G N O S T I C K I T THE EIA DIAGNOSTIC KIT FOR 96 TESTS
۱

anti-HIV 1/2 بی رنگ باقی می‌مانند.

2. Horseradish Peroxidase

3. Chromogen solutions

IVD فقط برای استفاده تشخیصی در خارج از بدن انسان

معرف‌های موجود در این کیت حداکثر برای انجام آزمایش ۹۱ نمونه در یک سری آزمایش کافی است.

Microwell Plate	
(۱ × ۹۶ چاهک)	
۸ ×۱۲ یا ۸ ×۱۴ چاهک در هر پلیت	
کیت HIV 1/2 (recombinant HIV-1 gp41, gp120 و recombinant HIV-2 gp36)	
نوارهایی از چاهک‌های خالی ثابت شده در پلیت سفید. پلیت در پوشش آلومینیومی همراه با رطوبت گیر بسته بندی شده است. هر چاهک حاوی آنتی ژن‌های نوتر کیت HIV 1/2 (recombinant HIV-2 gp36) است. نوارهای چاهک را می‌توان شکست تا به طور مجزا از هم مورد استفاده قرار گیرند. نوارهای استفاده نشده را همراه با رطوبت گیر در کیسه پلاستیکی که برای نگهداری آن‌ها تدارک دیده شده قرار دهید و به ۸–۲ درجه سلسیوس بر گردانید. نوارهای پلیت پس از باز شدن، در صورت نگهداری در ۸–۲ درجه سلسیوس همراه با رطوبت گیر یک ماه پایدار هستند. نوارهای چاهک فقط برای یک بار استفاده هستند. اگر در اولین بار که از جعبه بیرون آورده می‌شوند و کیوم بسته بندی آسیب دیده بود از آنها استفاده نکنید.	

کنترل منفی: مایعی زرد رنگ در یک ویال با درپنج سبز.

بافر پایدار شده با پروتئین، آزمایش شده برای آنتی بادی‌های HIV 1/2 ، HBsAg ، HCV و TP بدون واکنش. آماده مصــــرف. پس از باز شدن، پایدار به مدت یک ماه در ۸–۲ درجه سلسیوس.

کنترل مثبت – ۱: مایعی قرمز رنگ در یک ویال با درپنج قرمز.

محلول بافر پایدار شده با پروتئین، آزمایش شده برای آنتی بادی‌های HIV-1 مثبت. آماده مصرف. پس از باز شدن، پایدار به مدت یک ماه در ۸–۲ درجه سلسیوس.

کنترل مثبت –۲: مایعی قرمز رنگ در یک ویال با درپنج زرد.

محلول بافر پایدار شده با پروتئین، آزمایش شده برای آنتی بادی‌های HIV-2 مثبت. آماده مصرف. پس از باز شدن، پایدار به مدت یک ماه در ۸–۲ درجه سلسیوس.

HRP – کنژوگه: مایعی قرمز رنگ در یک ویال سفید با درپنج قرمز.

آنتی ژن‌های نوتر کیت HIV 1+2 کنژوگه شده با HRP.

آماده مصرف. پس از باز شدن، پایدار به مدت یک ماه در ۸–۲ درجه سلسیوس.

بافر شستشو: مایعی بی رنگ در دو بطری شفاف با درپنج سفید.

Wash Buffer	
(۱ ×۱۲ ml۲۵ ×۲) (در بطری)	
قبل از استفاده رقیق کنید! پاک کننده Tween-20	
Chromogen Solution A	
(۱ ×۶ ml در ویال)	
Chromogen Solution B	
(۱ ×۶ ml در ویال)	
محلول رنگزا: مایعی بی رنگ در یک ویال سفید با درپنج سبز. محلول پروکسید اوره.	
آماده مصرف. پس از باز شدن، پایدار به مدت یک ماه در ۸–۲ درجه سلسیوس.	

محلول رنگزا B: مایعی بی رنگ در یک ویال سیاه با درپنج سیاه. محلول TMB^۳ (TMB محلول در اسید سیتریک).

آماده مصرف. پس از باز شدن، پایدار به مدت یک ماه در ۸–۲ درجه سلسیوس.

Stop Solution	
(۱ ×۶ ml در هر ویال)	
زرد.	

محلول اسید سولفوریک رقیق شده دو مولار (۴ 2M H₂SO).

آماده مصرف. پس از باز شدن، پایدار به مدت یک ماه در ۸–۲ درجه سلسیوس.

کیسه پلاستیکی زیپ دار: جهت نگهداری نوارهای استفاده نشده	یک عدد
بروشور کیت	یک عدد
برچسب مخصوص پلیت	سه برگ

جهت پوشاندن پلیت‌ها در مدت انکوباسیون و جلوگیری از تبخیر یا آلودگی چاهک‌ها.

4. Tetramethyl benzidine

مواد و وسایل لازم که در کیت موجود نمی‌باشند

آب مقطر یا دیونیزه تازه، دستکش یک بار مصرف و تایمر، ظروف زباله مناسب برای مواد بالقوه آلوده شده، سیستم توزیع کننده و/ یا پمپ، سرم‌سپار یک بار مصرف ، دستمال جاذب یا پارچه تمیز، انکوباتور خشک یا بن ماری ۵/ ± ۳۷ درجه سلسیوس، خوانشگر پلیت با یک طول موج ۴۵۰ نانومتر یا با دو طول موج ۶۳۰ / ۴۵۰ نانومتر، سیستم اسپیراسیون/ شستشوی چاهک.

جمع آوری، حمل و نقل و نگهداری نمونه

۱– **جمع آوری نمونه:** آمادگی خاصی برای بیمار لازم نیست. نمونه را بر اساس روال عادی آزمایشگاه جمع آوری کنید. از نمونه‌های تازه سرم یا پلاسما می‌توان برای این آزمایش استفاده کرد. باید اجازه داد که خون گرفته شده از ورید به طور طبیعی و کامل لخته شود – سرم / پلاسما از لخته باید حتی الامکان هر چه زودتر جدا شود تا از همولیز شدن گلبول‌های قرمز اجتناب گردد. برای اطمینان از این که نمونه‌های سرم شفاف و بدون آلودگی میکروبی هستند باید توجه لازم را به کار برد. هر گونه ذرات قابل رؤیت در نمونه را باید با سانتریفوژ کردن با دور ۳۰۰۰ در دقیقه (RPM) به مدت ۲۰ دقیقه در دمای اتاق یا با فیلتراسیون برطرف کرد.

۲– نمونه‌های پلاسما جمع آوری شده در EDTA ، سیرتات سدیم یا هیبارین را می‌توان مورد آزمایش قرار داد، اما **از نمونه‌های به شدت لیپمیک، ایکتریک، یا همولیتیک نباید استفاده شود** زیرا این نمونه‌ها می‌توانند در آزمایش نتایج کاذب بدهند. **نمونه‌ها را توسط حرارت غیر فعال^۴ نکنید.** این کار می‌تواند باعث افت آنتی بادی‌های مورد نظر گردد. از نمونه‌های با آلودگی میکروبی قابل رؤیت هرگز نباید استفاده شود.

۳– کیت anti-HIV 1+2 ELISA آریا مبنا تشخیص فقط برای آزمایش کردن نمونه‌های انفرادی سرم یا پلاسما در نظر گرفته شده است. از این کیت برای آزمایش کردن نمونه‌های جسد، بزاق، ادرار یا سایر مایعات بدن، یا خون مخلوط^۵ استفاده نکنید.

۴– **حمل و نقل و نگهداری:** نمونه‌ها را در ۸–۲ درجه سلسیوس نگهداری کنید. اگر لازم نیست که آزمایش نمونه‌ها در عرض ۷ روز انجام شود، باید آنها را به صورت فریز شده (۲۰ – درجه سلسیوس یا کمتر) نگهداری کرد. از ذوب-فریز کردن مکرر نمونه‌ها باید پرهیز شود. جهت ارسال، نمونه‌ها باید مطابق با مقررات محلی و بین‌المللی موجود برای حمل و نقل نمونه‌های بالینی و عوامل اتولوژیک بسته بندی و برچسب گذاری شوند.

5. Inactivate

6. Mixed/Pooled

نگهداری و پایداری

در صورت نگهداری در ۸–۲ درجه سلسیوس محتویات کیت تا تاریخ انقضای نوشته شده بر روی برچسب و جعبه پایدار خواهند بود، از فریز کردن خودداری کنید. برای این که از حداکثر عملکرد کیت anti-HIV 1+2 ELISA پایدار خواهند بود، در مدت نگهداری، معرف‌ها را از آلودگی میکروبی یا شیمیایی محافظت کنید.

احتیاط و ایمنی

فقط توسط افراد حرفه ای صلاحیت دار استفاده شود.

آزمایش های الایزا به زمان و دما حساس هستند. برای پرهیز از ایجاد نتایج غلط، **دقیقاً از مراحل روش آزمایش بدون اعمال تغییر پیروی کنید.**

۱- معرف های مربوط به شماره ساخت های مختلف را با یکدیگر عوض نکنید و از معرف های کیت های تجاری دیگر استفاده ننمایید. محتویات این کیت دقیقاً برای اجرای آزمایش به نحو مطلوب، فراهم شده اند.

۲- مطمئن شوید که تمام معرف ها بر اساس آنچه بر روی جعبه کیت و برای یک شماره ساخت بیان شده معتبر هستند. هرگز از معرف ها بعد از تاریخ انقضایی که بر روی برچسب ها یا جعبه ها بیان شده استفاده نکنید.

۳- **توجه- مرحله مهم:** اجازه دهید معرف ها و نمونه ها قبل از استفاده به دمای اتاق (۳۰- ۱۸ درجه سلسیوس) برسند. معرف ها را قبل از استفاده به آرامی تکان دهید. پس از استفاده فوراً به ۸-۲ درجه سلسیوس بازگردانید.

۴- آنگونه که در مراحل روش آزمایش بیان شده است، فقط از حجم کافی نمونه استفاده کنید. زیرا در غیر این صورت از حساسیت آزمایش کاسته خواهد شد.

۵- کف خارجی چاهک ها را با دست لمس نکنید؛ اثر انگشت یا خراش می تواند در خواندن نتایج اختلال ایجاد نماید. در هنگام خواندن نتایج ، از خشک بودن کف پلیت و فقدان حباب های هوا در داخل چاهک ها اطمینان حاصل نمایید.

۶- هر گز نغذارید چاهک ها بعد از مرحله شستشو خشک شوند. فوراً مرحله بعدی را آغاز کنید. موقع افزودن معرف ها از تشکیل حباب های هوا اجتناب کنید.

۷- از وقفه های طولانی مدت در مراحل آزمایش اجتناب کنید. از یکسان بودن شرایط کاری برای همه چاهک ها اطمینان حاصل کنید.

۸- پیپت ها را در زمان های مشخص کالیبر کنید تا از درستی حجم نمونه ها/ معرف هایی که توزیع می کنید مطمئن شوید. از سرمپلر های جداگانه یک بار مصرف برای هر نمونه و معرف ها استفاده کنید تا از آلودگی های متقاطع جلوگیری شود.

۹- مطمئن شوید که دمای انکوباسیون در داخل انکوباتور ۲۷ درجه سلسیوس است.

۱۰- هنگام افزودن نمونه ها، سرمپلر با ته چاهک تماس پیدا نکند.

۱۱- هنگام سنجش با خوانشگر پلیت، جذب را در ۴۵۰ نانومتر یا در ۶۳۰/۴۵۰ نانو متر به دست آورید.

۱۲- فعالیت آنزیمی HRP-کنزوگه ممکن است تحت تاثیر گرد و غبار و مواد شیمیایی فعال و موادی مثل هیپوکلریت سدیم، اسیدها، قلیاها و غیره قرار گیرد. آزمایش را در حضور این مواد انجام ندهید.

۱۳- اگر از دستگاه تمام اتوماتیک استفاده می کنید،، طی انکوباسیون پلیت ها را با برچسب مخصوص پلیت نیوشانید. همچنین می توان بعد از شستشو از خارج کردن ذرات باقیمانده داخل پلیت به وسیله ضربه آرام صرف نظر کرد.

۱۴- همه نمونه های با منشأ انسانی باید بالقوه عفونی در نظر گرفته شوند. پیروی دقیق از مقررات GLP^۱ می تواند موجب اطمینان از ایمنی فردی شود.

۱۵- **هشدار:** ممکن است در تهیه کنترل منفی کیت از موادی با منشأ انسانی استفاده شده باشد. این مواد با کیت های آزمایشگاهی دارای عملکرد قابل قبول آزمایش شده و برای آنتی بادی های HIV 1/2, HCV, TP و HBsAg منفی بوده اند. اما، هیچ روش آنالیتیکی وجود ندارد که بتواند از فقدان کامل عوامل عفونی در نمونه ها یا معرف ها اطمینان دهد. بنابراین، با معرفها و نمونه ها همچون انتقال دهنده بیماری های عفونی و با احتیاط بسیار رفتار کنید. سرم های گرفته شده از گاو برای پایدار کردن کنترل های مثبت و منفی استفاده شده اند. آلبومین سرم گاوی (BSA)، و سرم های جنین گوساله (FCS)^۱ از حیواناتی از مناطق جغرافیایی BSE/TSE free^۱ گرفته شده اند.

۱۶- هر گز در آزمایشگاه چیزی نخورید، نیاشامید، سیگار نکشید و لوازم آرایش به کار نبرید. هرگز محلول ها را با دهان پیپت نکنید.

۱۷- باید با مواد شیمیایی فقط مطابق با مقررات جاری GLP و مقررات محلی یا ملی رفتار کرده و آنها را دفع کرد. ۱۸- قبل از هر اقدام بیشــــتر جهت دفع، باید برای آلودگی زدایی سرمپلرها، ویالها، نوارها و ظروف نمونه را جمع آوری کرده و حداقل به مدت دو ساعت در ۱۲۱ درجه سلسیــــوس اتوکلاو کرد یا به مدت ۳۰ دقیقه در هیپوکلریت سدیم ۱۰٪ قرار داد. محلول های حاوی هیپوکلریت سدیم هرگز نباید اتوکلاو شوند. در صورت درخواست، بر گه اطلاعات ایمنی مواد (MSDS)^۱ در دسترس خواهد بود.

۱۹- برخی از معرف ها به صورت مواد خام ممکن است سمی، التهاب زا یا سوزاننده بوده یا اثر سرطان زایی داشته باشند. از تماس پوست و مخاط با این معرف ها و نیز دیگر معرف ها باید اجتناب شود: محلول متوقف کننده واکنش، محلول های رنگزا و بافر شستشو.

۲۰- محلول متوقف کننده واکنش 2M H₂SO₄ یک اسید است. با احتیاط از آن استفاده کنید. اگر ریخت فوراً آن را پاک کنید و در صورت تماس با پوست یا چشم ها با آب شستشو دهید.

۲۱) ProClin™ 300 (۰/۱٪) که به عنوان نگهدارنده استفاده شده است، می تواند باعث حساسیت پوستی شود. اگر ریخت فوراً آن را پاک کنید یا در صورت تماس با پوست یا چشم ها با آب شستشو دهید.

7. Good Laboratory Practice
8. Bovine Serum Albumin
9. Fetal Calf Sera
10. Bovine Spongiform Encephalopathy/Transmissible Spongiform Encephalopathy free-geographical areas
11. Materials Safety Data Sheet

نشانه های ناپایداری (افت) معرف ها: خارج شدن مقادیر کنترل های مثبت یا منفی از دامنه کنترل کیفیت بیان شده ، نشانه احتمال افت معرف ها و/ یا خطای فرد آزمایش کننده یا تجهیزات است. در چنین موردی، باید نتایج را نامعتبر در نظر گرفت و باید نمونه ها را دوباره آزمایش کرد. در صورتی که همچنان نتایج اشتباه بدست آید و علت آن افت یا ناپایداری معرف ها باشد، معرف ها را با معرف جدید فوراً جایگزین کنید یا برای مساعدت بیشتر با پشتیبان فنی آریا مبنا تشخیص تماس بگیرید.



روش آزمایش

آماده سازی معرف ها: اجازه دهید معرف ها به دمای اتاق (۳۰- ۱۸ درجه سلسیوس) برسند. بافر شستشوی غلیظ را از نظر وجود کریستال نمک بررسی کنید. در صورت وجود کریستال با گرم کردن در ۳۷ درجه سلسیوس آنها را حل کنید. بافر شستشو (۲۰X) را چنانکه در قسمت روش شستشو نوشته شده رقیق کنید. برای رقیق کردن بافر از آب مقطر یا دیونیزه و فقط از ظروف تمیز استفاده کنید. سایر معرف ها **آماده مصرف** هستند.

مرحله ۱ آماده سازی: سه چاهک برای کنترل منفی (**مثلا B1, C1, D1**)، دو چاهک برای کنترل مثبت (**مثلا E1 برای HIV-1 و F1 برای HIV-2**) و یکی برای بلانک (**مثلا A1** که نمونه ها و HRP-کنزوگه نباید به چاهک بلانک اضافه شوند) در نظر بگیرید. اگر نتایج با استفاده از خوانشگر پلیت با دو طول موج بدست می آید، استفاده از چاهک بلانک لازم نیست. از نوارها فقط به تعداد مورد نیاز برای آزمایش استفاده کنید.

مرحله ۲ افزودن نمونه: ۱۰۰میکرولیتر از کنترل مثبت، کنترل منفی و نمونه، **برای هر نمونه، کنترل منفی و کنترل مثبت از سرمپلر** بجز بلانک اضافه نمایید. **توجه: برای هر نمونه، کنترل منفی و کنترل مثبت از سرمپلر**

جداگانه یک بار مصرف استفاده کنید تا از آلودگی متقاطع جلوگیری شود.

مرحله ۳ انکوبه کردن: پلیت را با برچسب مخصوص پلیت پوشانده و به مدت **۳۰ دقیقه در ۳۷ درجه سلسیوس** انکوبه کنید.

مرحله ۴ شستشو: در پایان انکوباسیون، برچسب پلیت را برداشته و دور بیاندازید. هر چاهک را **۵ بار** با بافر شستشوی رقیق شده بشویید. هر بار بگذارید محلول شستشو **۶۰-۳۰ ثانیه** در چاهک ها باقی بماند. پس از آخرین دور شستشو، پلیت را بر روی کاغذ خشک کن یا پارچه تمیز برگردانید و با ضربه آرام ذرات باقیمانده را خارج کنید.

مرحله ۵ افزودن HRP-کنزوگه: ۱۰۰میکرولیتر از HRP-کنزوگه را به همه چاهک ها به غیر از چاهک بلانک اضافه نمایید.

مرحله ۶ انکوبه کردن: پلیت را با برچسب مخصوص پلیت پوشانده و به مدت **۳۰ دقیقه در ۳۷ درجه سلسیوس** انکوبه کنید.

مرحله ۷ شستشو: در پایان انکوباسیون، برچسب پلیت را برداشته و دور بیاندازید. هر چاهک را **۵ بار** با بافر شستشوی رقیق شده بشویید. هر بار بگذارید محلول شستشو **۶۰-۳۰ ثانیه** در چاهک ها باقی بماند. پس از آخرین دور شستشو، پلیت را بر روی کاغذ خشک کن یا پارچه تمیز برگردانید و با ضربه آرام ذرات باقیمانده را خارج کنید.

مرحله ۸ ایجاد رنگ: ۵۰میکرولیتر از محلول رنگزای A و **۵۰میکرولیتر** از محلول رنگزای B را به داخل همه چاهک ها و حتی بلانک اضافه نمایید. پلیت را به مدت **۱۵ دقیقه در ۳۷ درجه سلسیوس به دور از نور** انکوبه کنید. در چاهک های کنترل مثبت و نمونه مثبت anti-HIV 1/2، واکنش آنزیمی بین محلول های رنگزا و HRP-کنزوگه رنگ آبی ایجاد می کند.

نکته : توصیه می گردد در هنگام استفاده از محلولهای رنگزا قبل از انتقال محلول به داخل چاهکها ، جهت جلوگیری از آلودگی احتمالی ویال اصلی از ظرف یا لوله واسط استفاده گردد.

مرحله ۹ متوقف کردن واکنش: با استفاده از پیپت چندکاناله یا به روش دستی، **۵۰میکرولیتر** از محلول متوقف کننده واکنش را به همه چاهک ها اضافه نمایید و به آرامی مخلوط کنید. در چاهک های کنترل مثبت و نمونه مثبت anti-HIV 1/2رنگ زرد پررنگ ظاهر می شود.

مرحله ۱۰ سنجش جذب: خوانشگر پلیت را با چاهک بلانک کالیبر کنید و جذب را در **۴۵۰ نانومتر** بخوانید. اگر از دستگاه دو فیلتری استفاده می شود، طول موج رفرانس را در **۶۳۰ نانومتر** تنظیم کنید. مقدار Cut-off^۱ را محاسبه و نتایج را ارزیابی کنید. (**توجه:** جذب را در عرض **۱۰ دقیقه** پس از توقف واکنش بخوانید).

روش شستشو

۱- برای دستیابی به اطلاعات آنالیتیک درست و دقیق روش شستشوی مناسب ضروری است. ۲- بنابراین، توصیه می شود از یک دستگاه شستشو کننده پلیت الایزا با کیفیت خوب استفاده کنید که از نظر عملکرد شستشو به بهترین صورت نگهداری شده باشد. به طور کلی، برای اجتناب از واکنش های مثبت کاذب و رنگ زیاد زمینه کمتر از **۵ دور** شستشوی اتوماتیک با ۴۰۰-۳۵۰میکرولیتر در چاهک کافی نیست. ۳- بعد از انکوباسیون، برای جلوگیری از آلودگی های متقاطع پلیت با نمونه ها یا HRP-کنزوگه، محتویات چاهک ها را دور نریزد بلکه اجازه دهید شستشو کننده پلیت به طور اتوماتیک آنها را آسپیره کند، ۴- مطمئن شوید که کانال های توزیع کننده مایع در شستشو کننده پلیت، گرفتگی یا آلودگی ندارند و حجم کافی از بافر شستشو هر بار در چاهک ها ریخته می شود.

۵- در روش شستشوی دستی پیشنهاد می کنیم **۵ دور شستشو**، با **۵** بار توزیع ۴۰۰-۳۵۰میکرولیتر در چاهک و آسپیره کردن مایع انجام شود. اگر نتایج خوبی به دست نیامد (بالا بودن رنگ زمینه)، تعداد دورهای

- برای بررسی تداخل در اثر جمع آوری و نگهداری نمونه، نمونه های مثبت/ منفی فریز شده آزمایش شده اند. ویژگی های عملکردی کیت anti-HIV 1+2 ELISA آریا مینا تشخیصی برای حداقل سه دور فریز/ آب شدن تحت تاثیر قرار نگرفت.

- نمونه هایی از بیماران با عفونت هیاتیت A, B, C و نیز نمونه هایی از بیماران با عفونت تروپوما پالیدوم آزمایش شدند و واکنش متقاطع مشاهده نشد.

- ۲۵ نمونه تازه سرم مثبت آزمایش شده در INSTITUTE FOR TROPICAL MEDICINE بلژیک با کیت anti-HIV 1+2 ELISA آریا مینا تشخیصی آزمایش شده اند. همه ۲۵ نمونه تازه سرم مثبت با کیت anti-HIV 1+2 ELISA آریا مینا تشخیصی مثبت شده اند.

صحت^{۲۲}: جدول های زیر نتایج حساسیت آنالیتیک و تکرارپذیری کیت anti-HIV 1+2 ELISA آریا مینا تشخیصی را نشان می دهد که با آزمایش کردن سری آزمایش^{۲۳} PliSpyMulti-Marker و نیز با نمونه کنترل کیفیت آریا مینا تشخیصی در هر پلیت بدست آمد - رقت ۱:۲۰۴۸ از استاندارد anti-HIV در این نمونه^{۲۳} PeliSpy در همه پلیت ها در هر سری آزمایش که استفاده شده، شناسایی شد. نمونه کنترل کیفیت آریا مینا تشخیصی همیشه در همه پلیت ها شناسایی شد.

21. High dose hook effect
22. Accuracy
23. Run control

نتایج PeliSpyMulti-Marker:

رقت	تعداد	میانگین	Percentiles	سنجش شده
۱:۲۰۴۸	۸۰	۳/۰.۸	۵ th ۱/۷۶	۹۵ th ۴/۳۹
			حداقل	حداکثر
			۱/۷۰	۴/۹۶

نتایج نمونه کنترل کیفیت آریا مینا تشخیصی:

تعداد	میانگین	Percentiles	سنجش شده
۱۶۰	۷/۷۱	۵/۳۲	۹۵ th ۱۰/۱۰
			حداقل
			۴/۳۷
			حداکثر
			۱۰/۸۹

محدودیت ها

۱- نتایج مثبت باید با روش در دسترس دیگر تایید و با در نظر گرفتن اطلاعات بالینی بیمار تفسیر شوند.
۲- ممکن است در مرحله اولیه بیماری و در برخی افراد با سیستم ایمنی سرکوب شده آنتی بادی ها قابل شناسایی نباشند. بنابراین، نتایج منفی به دست آمده با کیت anti-HIV 1+2 ELISA آریا مینا تشخیصی فقط نشانه این است که نمونه دارای آنتی بادی های anti-HIV 1/2 در سطح قابل شناسایی نیست و نباید هر نتیجه منفی به عنوان گواه قطعی بر عدم ابتلا فرد به عفونت با HIV 1/2 در نظر گرفته شود.

۳- اگر، پس از دوباره آزمایش کردن نمونه های دارای واکنش اولیه، نتایج آزمایش منفی باشند، این نمونه ها باید به عنوان تکرار ناپذیر (مثبت کاذب) در نظر گرفته شوند و به عنوان منفی تفسیر گردند. همچون بسیاری از آزمایش های الایزای خیلی حساس، نتایج مثبت کاذب می تواند به دلایل مختلف رخ دهد، که نه در همه موارد ولی بیشتر مربوط به ناکافی بودن مرحله شستشو است. برای اطلاع بیشتر راجع به رفع مشکلات الایزای آریا مینا تشخیصی، لطفاً به "راهنمای الایزاهای رفع مشکلات" آریا مینا تشخیصی مراجعه فرمایید، یا برای مساعدت بیشتر با پشتیبان فنی آریا مینا تشخیصی تماس بگیرید.

۴- رایج ترین اشتباه ها در آزمایش عبارتند از: استفاده از کیت های تاریخ گذشته، روش های شستشوی نادرست، معرف های آلوده شده، غلط بودن مراحل روش آزمایش، ناکافی بودن آسپیراسیون هنگام شستشو، اشکال در افزودن نمونه ها یا معرف ها، درست کار نکردن با تجهیزات آزمایشگاهی، خطا در زمان بندی، استفاده از نمونه های

با همولیز شدید یا نمونه های دارای فیبرین، نمونه های سرمی از لخته ناکامل.

۵- شیوع مارکر بر ارزش های پیشگویی آزمایش اثر خواهد داشت.

۶- این کیت را برای آزمایش کردن پلاسما^{۲۴} مای مخلوط نمی توان مورد استفاده قرار داد. کیت anti-HIV 1+2 ELISA آریا مینا تشخیصی فقط با نمونه های انفرادی سرم یا پلاسما ارزیابی شده است.

۷- کیت anti-HIV 1+2 ELISA آریا مینا تشخیصی یک آزمایش کیفی است و نتایج را نمی توان برای سنجش غلظت آنتی بادی ها مورد استفاده قرار داد. این آزمایش نمی تواند عفونت با HIV-1 و HIV-2 را از هم تمیز دهد.

مراجع

- 1- Barre-Sinoussi, F et al., (1984) Isolation of a T-lymphotropic retrovirus from a patient at risk for acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), Science, 220: 868-871.
- 2- Barbe, F, et al., (1994) Early detection of anti bodies to HIV-1 by a third generation enzyme immunoassay. Ann. Biol. Clin. (Paris), 52: 341-345.
- 3- Constantine, N., T. et al., (1993) Serologic test for the retroviruses: approaching a decade of evolution. AIDS, 7: 1-13 Gnnann JW et al. (1987) Science; 237: 1346-1349.
- 4- AiDTM anti-HIV 1+2 ELISA, Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise CO. (China), REF: WI-4396, V. 2014-02 [Eng.], June 13, 2014, Revision 9.

خلاصه محتویات اصلی کیت:

از این خلاصه فقط به عنوان اشاره ای به محتویات کیت استفاده کنید و هنگام انجام آزمایش همیشه از صفحه مبسوط روش پیروی نمایید. توجه: محتویات هر کیت با محتویات شماره ساخت های دیگر قابل تعویض نیست.

۱- پلیت	Microwell Plate	یک عدد
۲- کنترل منفی	Negative Control	۱×۱ میلی لیتر
۳- کنترل مثبت (HIV-1)	Positive Control -1	۱×۱ میلی لیتر
۴- کنترل مثبت (HIV-2)	Positive Control -2	۱×۱ میلی لیتر
۵-HRP-کنزوگه	HRP-Conjugate	۱۲×۱ میلی لیتر
۶- بافر شستشو	Wash Buffer	۲۵×۲ میلی لیتر
۷- محلول رنگزای A	Chromogen Solution A	۶×۱ میلی لیتر
۸- محلول رنگزای B	Chromogen Solution B	۶×۱ میلی لیتر
۹- محلول متوقف کننده واکنش	Stop Solution	۶×۱ میلی لیتر

خلاصه روش آزمایش:

از این خلاصه فقط به عنوان اشاره ای به روش آزمایش استفاده کنید و هنگام انجام آزمایش همیشه از صفحه مشروح همراه با جزئیات روش پیروی نمایید.

افزودن نمونه ها	۱۰۰ میکرولیتر
انکوبه کردن	۳۰ دقیقه
شستشو	۵ بار
افزودن HRP - کنزوگه	۱۰۰ میکرولیتر
انکوبه کردن	۳۰ دقیقه
شستشو	۵ بار
ایجاد رنگ	۵۰ میکرولیتر A + ۵۰ میکرولیتر B
انکوبه کردن	۱۵ دقیقه
توقف واکنش	۵۰ میکرولیتر محلول متوقف کننده واکنش
خواندن جذب	۴۵۰ نانومتر یا ۶۳۰/۴۵۰ نانومتر

مثالی از طرح توزیع کردن کنترل ها/ نمونه ها:

۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	
										نمونه ۳	بلاک	A
										...	منفی	B
										...	منفی	C
											منفی	D
											مثبت-۱	E
											مثبت-۲	F
											نمونه ۱	G
											نمونه ۲	H

نمادها:

	شرایط نگهداری ۲-۸ درجه سلسیوس		هشدار
	شماره ساخت		تاریخ انقضاء
	دستورالعمل استفاده		تاریخ تولید
	تولیدکننده		محتویات کیت (تعداد) آزمایش
	خطر زیستی		از خوردن و آشامیدن خودداری شود
	شماره کاتالوگ		لباس محافظت کننده و محافظ چشم بپوشید
	ProClin™ 300 S phrases: 626-28-36/37/39-45- 60-61 R phrases: 43		وسيله تشخیص پزشکی خارج از بدن انسان
	کنترل مثبت		کنترل منفی

تهران، کیلومتر ۱۱ جاده قدیم کرج، سه راه شهریار، بعد از سعید آباد، زیر گذر پل یادامک حسن آباد خالصه، پایگاه عصر انقلاب، خیابان دانش، خیابان فناوران، نیش خیابان نانو فناوری شرکت آریا مینا تشخیص، کد پستی: ۳۳۱۳۱۹۳۶۸۵، تلفن: (۱۰ خط) ۶۶۵۱۲۸۰۰
وب سایت: www.aryamabna.com
ایمیل: info@aryamabna.com

تاریخ انتشار: شهریور ماه ۱۴۰۰

شماره بازبینی: ۱۴۰۰-۰۵

ARYA MABNA TASHKHIS

EIA DIAGNOSTIC KIT
THE EIA DIAGNOSTIC KIT FOR 96 TESTS